



Die technischen Daten

Abmessungen (inkl. Anschlüsse):	190 mm x 80 mm x 30 mm
Gewicht (inkl. Akkus):	375 g
Stromversorgung:	intern 3 NiMH-Akkus externes Ladegerät
Display:	grafisches LC-Display blaue Hintergrundbeleuchtung
Temperaturbereich Betrieb:	15°C – 35°C
Druckmessbereich:	0 – 2,0 bar; +/- 1% 0 – 1500 mmHg; +/- 1% 0 – 29 PSI; +/- 1%
Flowmessbereich:	0 – 7,0 l/min; +/- 0,3 l/min
Messbereich Sauerstoffkonzentration:	70 – 98,0 Vol.%; +/- 2%

Der Lieferumfang

Messgerät inkl. Akkus	Art.-Nr. 221.000
Messschlauch	Art.-Nr. 221.003
Bedienungsanleitung	Art.-Nr. 221.004

Sonderzubehör und Ersatzteile

1 Schutztasche	Art.-Nr. 221.005
2 Ladegerät	Art.-Nr. 221.001
3 Messadapter 9/16"	Art.-Nr. 6047
4 Gewindeadapter 3/8" – 9/16"	Art.-Nr. 016.023
5 3 NiMH-Akkus	Art.-Nr. 221.002
6 Messschlauch	Art.-Nr. 221.003

Ihr Ansprechpartner: