

IPPB Schlauchsystem ML



Das IPPB Schlauchsystem ML für die IPPB Atemtherapie

- leichte Handhabung und Anwendung
- Spiralschlauch aus transparentem, flexiblem Material
- überlaufsicherer Medikamentenbehälter
- optimale Medikamentenverneblung
- Tröpfchengröße $>77\% < 2,7\mu\text{m}$
- Verneblerleistung: 0,3g/min
- in Kliniken und Zuhause einsetzbar
- latexfrei
- VPE 1 Stück
- Einwegsystem
- universeller Einsatz
- PZN 11529301