

PRÉCISE 6000



DAS IONISATIONSMODUL „I“



DAS IONISATIONSMODUL „I“

Mit dem Sauerstoffkonzentrator Précise 6000 MI wird die Therapie mit ionisiertem Aktivsauerstoff nach Maßgabe der geltenden medizinischen Regeln durchgeführt.

Das Ionisationsmodul „I“ bildet, zusammen mit dem Sauerstoffkonzentrator Précise 6000 M, eine komplette Behandlungseinheit zur ionisierten Sauerstoff-Inhalationstherapie. Die Bedienung des Gerätes erfolgt komfortabel vom Behandlungsplatz aus über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung. Die aktuellen Betriebsdaten werden am alphanumerischen Display des Konzentrators angezeigt.

DIE VORTEILE

- Kompakte Behandlungseinheit
- Einfache Handhabung und Bedienung
- Deutlich reduzierbare Applikationszeit auf z. B. 20 Minuten je Sitzung bei hoher Effizienz der Anwendung
- Akzeptierbarer Zeitaufwand für den Praxiseinsatz – zumutbare Anwendungsdauer für den Patienten
- Permanente optische und akustische Funktionskontrolle der Ionisation
- Anzeige und Überwachung der Behandlungsdauer
- Lange, hochflexible Schlauchverbindung zur Maske, dadurch besonders geeignet für ergometerunterstützte Sauerstoffanwendung
- Abnehmbarer, sterilisierbarer Ionisationskopf
- Extrem leichte Ionisationseinheit

DIE TECHNISCHEN DATEN

Betriebsspannung:	230 V / 50 - 60 Hz
Elektrische Leistung (Modul I):	6 W / 26 mA
Betriebstemperatur:	+ 10°C bis + 40°C
Ionisationsspannung:	3,5 kV
Ionisationsleistung:	ca. 5 Mill. neg. Ionen / ccm ...
Batterie:	2 Stück Alkali 1,5 V AAA

ZUBEHÖR BZW. ERSATZTEILE

Externes Ionisationsmodul kompl.	Art.-Nr. 006.178
Stativ	Art.-Nr. 028.121
Ionisationskopf	Art.-Nr. 006.212
Fernbedienung	Art.-Nr. 006.180
Desinfektionsmittel Ionisationskopf	Art.-Nr. 016.024
Antistatikspray	Art.-Nr. 016.025
Bakterienfilterscheiben.....	Art.-Nr. 016.016
Batteriesatz (2 Stck. Micro)	Art.-Nr. 016.030